

Sådan bruger du Cardiocal ST80

Du skal i gang med at bruge Cardiocal ST80.



Følg de råd, du har fået på hospitalet, da du fik udleveret optageren.

Lav notater i skemaet sidst i denne vejledning, sådan som du har fået anvist.

SÅDAN GØR DU

Cardiocal-optageren er monteret med ledninger og kan herigennem følge din hjerterytme, men den optager kun, når du aktiverer den.

Når du mærker symptomer fra hjertet, skal du gøre følgende:

1. Tryk på den grønne knap (REC), indtil du hører 3 bip. Dermed starter optagelsen. Slip knappen og forhold dig i ro under optagelsen.

Når du hører et langt bip, er optagelsen slut.



Et tryk på den grønne knap starter optagelsen.

Hvis du kun hører 1 bip, når du trykker på knappen, er hukommelsen fuld. I så fald skal du returnere optageren til hospitalet som aftalt.

Hvis du ved en fejltagelse har påbegyndt en optagelse, kan du afbryde den ved at trykke på den grønne knap igen, indtil du hører 2 bip.

2. Send optageren til hospitalet efter aftale.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Hvis optageren siger en ringelyd

Hvis optageren siger en ringelyd, skal du henvende dig på hospitalet for at få den tømt for optagelser og få den indstillet på ny.

Du må ikke udskifte batterierne eller tage dem ud, da det vil slette optagelserne.

Hvis optageren hyler uafbrudt

Hvis optageren hyler uafbrudt under optagelsen med en lyd, der varierer i styrke, er du kommet til at aktive-



re den gule knap ved en fejl. Tryk i så fald på den gule knap igen. Så vil lyden ophøre.

Optageren tåler ikke vand

Vær opmærksom på, at optageren ikke kan tåle vand.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Hjertemedicinsk Sengeafsnit

Tlf. 97 64 08 39

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.00 – 19.00



SYMPTOMER

Dato	Tidspunkt	Varighed	Symptomer



Ingen symptomer

